



## מדריך למשתמש SAP

מודול PM

אחזקה מונעת

# חוברת הדרכה לאפליקציה עבור ציוד החייאה (דפיברילטור)

גרסה 2

אוגוסט 2018

## תוכן עניינים

1. הקדמה – מטרה ותהליך..... 3
2. תהליך השימוש באפליקציה..... 4

1. הקדמה – מטרה ותהליך

מטרת התהליך

בדיקות תקינות ציוד החייאה (דפיברילטור) לפי נוהל יחידת הבטיחות.

תהליך

1. לפני הפעלת האפליקציה בטלפון הנייד, יש לוודא שמותקנת אפליקציה לסריקת ברקוד (להורדה חינמית).

1.1 עבור ANDROID תוריד **BARCODE SCANNER type ZXing Team**



1.2 עבור IOS תוריד **BARCODE SCANNER type QRAFTER**

<https://itunes.apple.com/us/app/qrafter/id416098700?mt=8>

2. כנס דרך הדפדפן בטלפון הנייד לכתובת הבאה בפורטל החיצוני:

<https://portalex.technion.ac.il>

להזדהות עם קוד משתמש וסיסמא כמו בפורטל הרגיל.  
כל אחד יוכל לראות אך ורק את הנתונים לגבי ציוד החייאה שהוא אחראי לו.


הערה! 

הפניה בחוברת זו הנה בלשון זכר, אך היא מיועדת לכולם. השימוש בלשון זו, נעשה מטעמי נוחות בלבד!




2. תהליך השימוש באפליקציה

2.1 לאחר כניסה לאפליקציה לפי ההנחיות בסעיף הקודם, יתקבל המסך של בדיקת ציוד.



2.2 לחץ על הכפתור "סריקת ציוד". יתקבל המסך הבא:



2.3 לחץ על הכפתור "סריקת ברקוד" וסרוק את מספר הציוד (או הקלד ידנית באם אינך מצליח לסרוק). יתקבל המסך הבא:



2.4

לחץ על הכפתור  להתחיל את ביצוע הבדיקה. יתקבל המסך הבא:

דיווח בדיקה תקופתית		
קוד	שאלה	תשובה
0001	בדיקת הימצאות ותקינות שילוט הדפיברילטור	...
0002	נגישות לדפיברילטור והוצאה בקלות	...
0003	זמזם המתריע על פתיחת ארון הדפיברילטור	...
0004	סוללה תקינה, ודא נורית חיווי ירוקה דולקת	...
0005	בדוק תוקף מדבקות הדפיברילטור	...
הערות		

2.4.1 התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטאטוס	הסבר
תשובה	חובה	בחר מתוך הרשימה: תקין או לא תקין. חייבים להזין בכל השאלות!!
הערות	חובה	הזן הסבר עבור כל סעיף בסטאטוס "לא תקין".

2.5 בסיום הדיווח לחץ על הכפתור  בצד ימין מטה של המסך, לשמירת הנתונים. יתקבל המסך הבא:

אישור

דיווח נרשם בהצלחה, מספר קריאה: 500700924

2.5.1 לחץ על התגית  לסיום הפעולה.

## 2.6 צפייה באחריות/ביטוח

לחץ על הכפתור "צפייה באחריות/ביטוח" לבדוק אם קיימת אחריות או קיים ביטוח.

2.6.1 כאשר הציוד לא באחריות יתקבל המסך הבא:



2.6.2 כאשר הציוד עדיין באחריות יתקבל המסך הבא:

